



Pxmp2 Rabbit pAb

货号: **AYT1053**

产品信息

反应	Human,Mouse,Rat
宿主	
克隆性	
预测反应	
应用	WB IHC ICC/IF
推荐浓度	WB: 1: 500-1: 2000 IHC 1:50-1:300: IF 1:50-200:
理论分子量	22kD
实测分子量	22kD
形式	
保存条件	
偶联物	
阳性对照	
细胞定位	
纯化	

抗原信息

抗原信息	
------	--

靶点信息

研究背景	
基因ID	5827;

基因名	PXMP2
Swiss	Q9NR77 (https://www.uniprot.org/uniprotkb/Q9NR77/entry)
别名	PMP22, PXMP2, Peroxisomal membrane protein 2, 22 kDa peroxisomal membrane protein

产品验证

实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn (<https://www.ablybio.cn/www.ablybio.cn>)