



VEZT Polyclonal antibody

货号: **AYT1059**

产品信息

反应	Human,Mouse,Rat
宿主	Rabbit
克隆性	Polyclonal
预测反应	
应用	WB IHC
推荐浓度	
理论分子量	86kD
实测分子量	89 kDa, 125 kDa
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.01% thiomersal,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	
细胞定位	Cell membrane ;
纯化	Affinity purification

抗原信息

抗原信息	Synthesized peptide derived from human VEZA AA range
------	--


靶点信息

研究背景	
基因ID	55591;

基因名	VEZT
Swiss	Q9HBM0 (https://www.uniprot.org/uniprotkb/Q9HBM0/entry)
别名	VEZATIN, VEZT

产品验证

Western blot detection of Thioredoxin in HK-2 using VEZT antibody(1:500 diluted).



实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn (<https://www.ablybio.cn/www.ablybio.cn>)