



RN169 Rabbit pAb

货号: **AYT1060**

产品信息

反应	Human,Mouse,Rat
宿主	Rabbit
克隆性	Polyclonal
预测反应	
应用	WB IHC ICC/IF
推荐浓度	
理论分子量	78kD
实测分子量	78kD
形式	
保存条件	
偶联物	
阳性对照	
细胞定位	
纯化	

抗原信息

抗原信息	
------	--

靶点信息

研究背景	
基因ID	254225
基因名	RNF169

Swiss	Q8NCN4 (https://www.uniprot.org/uniprotkb/Q8NCN4/entry)
别名	RNF169 KIAA1991, E3 ubiquitin-protein ligase RNF169; KIAA1991; RING finger protein 169; RN169_HUMAN; RNF169;

产品验证

实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn (<https://www.ablybio.cn/www.ablybio.cn>)