



TSC22D4 Rabbit pAb

货号: **AYT1074**

产品信息

反应	Human,Mouse,Rat
宿主	Rabbit
克隆性	Polyclonal
预测反应	
应用	WB ICC/IF
推荐浓度	WB 1:500-2000: IF 1:100-1:300:
理论分子量	43kD
实测分子量	43kD
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unmodified
阳性对照	
细胞定位	Nucleus .
纯化	

抗原信息

抗原信息	
------	--


靶点信息

研究背景	
基因ID	81628;

基因名	TSC22D4 THG1 TILZ2
Swiss	Q9Y3Q8 (https://www.uniprot.org/uniprotkb/Q9Y3Q8/entry)
别名	TSC22D4 THG1 TILZ2,TSC22 domain family protein 4 (TSC22-related-inducible leucine zipper protein 2) (Tsc-22-like protein THG-1)

产品验证

Western blot analysis of extracts from A431,K562using TSC22D4 at 1:500.



实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn (<https://www.ablybio.cn/www.ablybio.cn>)