

SLC22A15 Rabbit pAb

货号: **AYT1086**

产品信息

反应	Human,Mouse,Rat
宿主	Rabbit
克隆性	Polyclonal
预测反应	
应用	WB
推荐浓度	
理论分子量	60kD
实测分子量	60kD
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	
细胞定位	Membrane ; Multi-pass membrane protein .
纯化	亲和纯化

抗原信息

抗原信息	Synthesized peptide derived from human SLC22A15
------	---

靶点信息

研究背景	
基因ID	55356;

基因名	SLC22A15 FLIPT1 UNQ9429/PRO34686
Swiss	Q8IZD6 (https://www.uniprot.org/uniprotkb/Q8IZD6/entry)
别名	SLC22A15 FLIPT1 UNQ9429/PRO34686

产品验证

实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn (<https://www.ablybio.cn/www.ablybio.cn>)