

— ABLYBIO, Help Your Research



DLK2 Rabbit pAb

货号: **AYT1088**

产品信息

反应	Human,Mouse,Rat
宿主	
克隆性	
预测反应	
应用	WB
推荐浓度	WB 1:500-2000:
理论分子量	42kD
实测分子量	42kD
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	
细胞定位	Membrane ; Single-pass type I membrane protein
纯化	Affinity purification

抗原信息

抗原信息	
------	--

靶点信息

研究背景	
基因ID	65989;

基因名	DLK2 EGFL9 UNQ2903/PRO28633
Swiss	Q6UY11 (https://www.uniprot.org/uniprotkb/Q6UY11/entry)
别名	Epidermal growth factor-like protein 9, EGF-like protein 9, EGFL9, EGF like protein 9, DLK-2

产品验证

实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn (<https://www.ablybio.cn/www.ablybio.cn>)