



TSPAN9 Rabbit pAb

货号: **AYT1106**

产品信息

反应	Human,Mouse
宿主	Rabbit
克隆性	Polyclonal
预测反应	
应用	WB ICC/IF
推荐浓度	WB: 1:500 - 1:2000 IF/ICC 1:100-1:500:
理论分子量	27kD
实测分子量	27kD
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.01% thiomersal,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	hela ,HEK293 cell
细胞定位	Membrane,Multi-pass membrane protein
纯化	Affinity purification


抗原信息

抗原信息	The antiserum was produced against synthesized peptide derived from human NET-5. AA range:72-121
------	--

靶点信息

研究背景	The protein encoded by this gene is a member of the transmembrane 4 superfamily , also known as the tetraspanin family. Most of these members are cell-surface proteins that are characterized by the presence of four hydrophobic domains. The proteins mediate signal transduction events that play a role in the regulation of cell development , activation , growth and motility. Alternatively spliced transcripts encoding the same protein have been identified.
基因ID	10867;
基因名	TSPAN9
Swiss	O75954 (https://www.uniprot.org/uniprotkb/O75954/entry)
别名	6720474K14Rik; 9430079M16Rik; AU018597; NET 5; NET5; New EST tetraspan 5; PP1057; Tetraspan NET 5; Tetraspan NET-5; Tetraspanin-9; Transmembrane 4 superfamily member tetraspan NET 5; TSN9_HUMAN; Tspan-9; TSPAN9;

产品验证



Western blot analysis of TSPAN9 expressed in HeLa,HEK293 using TSPAN9 Rabbit pAb at 1:500. Secondary antibody: HRP Goat Anti-Rabbit IgG (H+L) at 1:5000. Lysates/proteins: 30ug per lane. Blocking buffer: 5% non-fat dry milk in TBST. Detection: ECL Enhanced Kit. Exposure time: 120s.

实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn (<https://www.ablybio.cn/www.ablybio.cn>)