



BPIFA2 Rabbit pAb

货号: **AYT1107**

产品信息

反应	Human,Mouse,Rat
宿主	Rabbit
克隆性	Polyclonal
预测反应	
应用	WB
推荐浓度	WB 1:500-2000:
理论分子量	27kD
实测分子量	30-37 kDa
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	
细胞定位	Secreted .
纯化	Affinity purification

抗原信息

抗原信息	Synthesized peptide derived from human BPIFA2
------	---

靶点信息

研究背景	
基因ID	140683;

基因名	BPIFA2 C20orf70 SPLUNC2 UNQ510/PRO1025
Swiss	Q96DR5 (https://www.uniprot.org/uniprotkb/Q96DR5/entry)
别名	bA49G10.1, BPIFA2, C20orf70, Parotid secretory protein, PSP, SPLUNC2

产品验证

实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn (<https://www.ablybio.cn/www.ablybio.cn>)