



DAP 1 Rabbit mAb

货号: **AYT1120**

产品信息

反应	
宿主	Rabbit
克隆性	Monoclonal
预测反应	
应用	WB IHC ICC/IF IP
推荐浓度	WB 1:1000-1:5000: IHC 1:200-1:1000: IF 1:100-1:600: IP 1:50-1:200:
理论分子量	11kD
实测分子量	15kD
形式	
保存条件	
偶联物	
阳性对照	
细胞定位	
纯化	

抗原信息


抗原信息	
------	--

靶点信息


研究背景	
基因ID	1611;

基因名	DAP
Swiss	P51397 (https://www.uniprot.org/uniprotkb/P51397/entry)
别名	DAP 1; Dap; DAP-1; DAP1_HUMAN; Death associated protein 1; Death associated protein; Death-associated protein 1; MGC99796;


产品验证



Human liver was stained with anti-DAP 1 (PT2032R) Rabbit antibody,1:200



Human kidney was stained with anti-DAP 1 Rabbit antibody,1:300



Immunofluorescence analysis of RAW264.7cells labelling DAP 1 with 1:200

实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn (<https://www.ablybio.cn/www.ablybio.cn>)