



SYTL2 Rabbit pAb

货号: **AYT1122**

产品信息

反应	Human,Mouse
宿主	Rabbit
克隆性	Polyclonal
预测反应	
应用	WB ICC/IF
推荐浓度	WB 1:500-2000: IF : 1:50-1:200
理论分子量	39 kDa, 100-105 kDa
实测分子量	105 kDa
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.05% proclin300,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	
阳性对照	
细胞定位	Cytoplasm . Cell membrane
纯化	Affinity purification

抗原信息

抗原信息	Synthesized peptide derived from human SYTL2
------	--

靶点信息

研究背景	
基因ID	54843

基因名	SYTL2 KIAA1597 SGA72M SLP2 SLP2A
Swiss	Q9HCH5 (https://www.uniprot.org/uniprotkb/Q9HCH5/entry)
别名	Breast cancer-associated antigen SGA-72M, Exophilin-4, KIAA1597, SGA72M, SLP2 ,Synaptotagmin-like protein 2

产品验证

实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn (<https://www.ablybio.cn/www.ablybio.cn>)