



ADAMTS13 Rabbit pAb

货号: **AYT1130**

产品信息

反应	Human,Mouse,Rat
宿主	Rabbit
克隆性	Polyclonal
预测反应	
应用	WB IHC ICC/IF
推荐浓度	WB 1:500-2000: IHC : 1:50-1:200 IF : 1:50-1:200
理论分子量	154kDa
实测分子量	154kDa
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	
细胞定位	Secreted . Secretion enhanced by O-fucosylation of TSP type-1 repeats.
纯化	亲和纯化

抗原信息

抗原信息	Synthesized peptide derived from human protein
------	--

靶点信息

