

# CHRAC1 Rabbit pAb

货号: **B10332**

产品信息

|       |                                                                                                        |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 反应    | Human,Mouse,Rat                                                                                        |
| 宿主    | Rabbit                                                                                                 |
| 克隆性   | Polyclonal                                                                                             |
| 预测反应  | <b>WB:</b> Homo sapiens<br><b>IHC:</b> Homo sapiens<br><b>IF:</b> Homo sapiens                         |
| 应用    | <a href="#">WB</a> <a href="#">IHC</a>                                                                 |
| 推荐浓度  | <b>WB:</b> 1:500 - 1:2000<br><b>IHC:</b> 1:50 - 1:200                                                  |
| 理论分子量 | 14kDa                                                                                                  |
| 实测分子量 | 14kDa                                                                                                  |
| 形式    | Liquid                                                                                                 |
| 保存条件  | Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles.<br>Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3. |
| 偶联物   | Unconjugated                                                                                           |
| 阳性对照  | HeLa                                                                                                   |
| 细胞定位  | Nucleus                                                                                                |
| 纯化    | Affinity purification                                                                                  |

抗原信息

|      |                                                                                                                                       |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 抗原信息 | Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-131 of human CHRAC 1 (NP_059140.1).                   |
| 序列   | MADVVGKDKGGGEQRLISLPLSRIRVIMKSSPEVSSINQEALVLTAKATELFVQCLATYSYRHGSGKEKKVLTYSDLANTAQ QSETFQFLADILPKKILASKYLKMLKEEKREEDDEENDNDNESDHDEADS |

靶点信息

|      |       |
|------|-------|
| 研究背景 |       |
| 基因ID | 54108 |

|       |                                                     |
|-------|-----------------------------------------------------|
| 基因名   | CHRAC1                                              |
| Swiss | Q9NRG0                                              |
| 别名    | CHRAC1;CHARC1;CHARC15;CHRAC-1;CHRAC-15;CHRAC15;YCL1 |

产品验证

实验步骤

访问官网浏览详情: [www.ablybio.cn](http://www.ablybio.cn)