

RALB Rabbit pAb

货号: **B10417**

产品信息

反应	Human,Mouse,Rat
宿主	Rabbit
克隆性	Polyclonal
预测反应	WB: rat cells
应用	WB
推荐浓度	WB: 1:500 - 1:2000
理论分子量	23kDa/25kDa
实测分子量	23kDa
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	A-549,HT-29,SKOV3,Mouse brain,Mouse kidney,Mouse lung,Rat lung,Rat spleen,HepG2,Mouse heart
细胞定位	Cell membrane,Cytoplasmic side,Lipid-anchor
纯化	Affinity purification

抗原信息

抗原信息	Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-206 of human RALB (NP_002872.1).
序列	MAANKSKGQSSLALHKVIMVGSGGVGKSALTQFMYDEFVEDYEPTKADSYRKKVLDGEEVQIDILDTAGQEDYAAIRD NYFRSGEGFLLVFSITEHESFTATAEFREQILRVKAEEDKIPLLVVGNKSDLEERRQVPVEEARSKAEWGVQYVETSAKTRA NVDKVFFDLMREIRTKKMSENKDKNGKKSSKNKKSFKERCCLL

靶点信息

研究背景	This gene encodes a GTP-binding protein that belongs to the small GTPase superfamily and Ras family of proteins. GTP-binding proteins mediate the transmembrane signaling initiated by the occupancy of certain cell surface receptors.
基因ID	5899

基因名	RALB
Swiss	P11234
别名	RALB

产品验证

实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn