

PPP3R1 Rabbit pAb

货号: B10437

产品信息

反应	Human,Mouse,Rat
宿主	Rabbit
克隆性	Polyclonal
预测反应	
应用	WB IF/ICC
推荐浓度	WB: 1:500 - 1:2000 IF/ICC: 1:50 - 1:200
理论分子量	19kDa
实测分子量	15kDa
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	Mouse brain,Mouse spleen,Mouse lung,Rat brain,SH-SY5Y,SW480,HL-60,MCF7,Rat testis
细胞定位	Cell membrane,Cytoplasm,Lipid-anchor,Membrane,cytosol,sarcolemma
纯化	Affinity purification

抗原信息

抗原信息	Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 11-170 of human PPP3R1 (NP_000936.1).
序列	MCSHFDADEIKRLGKRFKLDLDNSGSLSVEEFMSLPQLQNPVQRVIDIFDTDGNGEVDKFKEFIEGVSVQFSVKGDKQKLRFAFRIYDMKDGYSNGELFQVLKMMVGNNLKDTQLQQIVDKTIINADKDGGRISFEFECAVVGGLDIHKKMVVDV

靶点信息

研究背景	Regulatory subunit of calcineurin, a calcium-dependent, calmodulin stimulated protein phosphatase. Confers calcium sensitivity.
基因ID	5534

基因名	PPP3R1
Swiss	P63098
别名	PPP3R1;CALNB1;CNB;CNB1

产品验证

实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn