

CAB39 Rabbit pAb

货号: **B10712**

产品信息

反应	Human,Mouse,Rat
宿主	Rabbit
克隆性	Polyclonal
预测反应	WB: Ctenopharyngodon idellus
应用	WB IF/ICC
推荐浓度	WB: 1:500 - 1:1000 IF/ICC: 1:50 - 1:200
理论分子量	39kDa
实测分子量	39KDa
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.01% thiomersal,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	K-562,Mouse lung,Rat lung
细胞定位	Cytoplasm
纯化	Affinity purification

抗原信息

抗原信息	A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 200 to the C-terminus of human CAB 39 (NP_001124321.1).
序列	AEFLEQHYDRFFSEYEKLLHSENYVTKRQSLKLLGELLDRHNFTIMTKYISKPENLKLMMNLLRDKSRNIQFEAFHVFKV FV ANPNKTQPILDILLKNQAKLIEFLSKFQNDRTEDeqfNDEKTYLVKQIRDLKRPAQQEA

靶点信息

研究背景	Component of a complex that binds and activates STK11/LKB1. In the complex, required to stabilize the in teraction between CAB39/MO25 (CAB39/MO25alpha or CAB39L/MO25beta and STK11/LKB1.
基因ID	51719

基因名	CAB39
Swiss	Q9Y376
别名	CAB39;CGI-66;MO25

产品验证

实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn