

ZNF677 Rabbit pAb

货号: B10794

产品信息

反应	Human
宿主	Rabbit
克隆性	Polyclonal
预测反应	
应用	WB
推荐浓度	WB: 1:500 - 1:2000
理论分子量	67kDa
实测分子量	68kDa
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.01% thiomersal,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	BT-474,HepG2,Jurkat,A-549
细胞定位	Nucleus
纯化	Affinity purification

抗原信息


抗原信息	Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 50-200 of human ZNF677 (NP_872415.1).
序列	DNIPPEDDISVGFTSKGLSPKENNKEELYHLVILERKESHGINNFDLKEVWENMPKFDSLWDYDVKNYKGMPLTCNKNLTHRKDQQHNKSSIHFSLKQSVSIRDSAHQYFIHDKPFIRNLLKLKNNIRYAGNKYVKCFENKIGLSLQAQLA

靶点信息

研究背景	May be involved in transcriptional regulation.
基因ID	342926
基因名	ZNF677

Swiss	Q86XU0
别名	ZNF677

产品验证



实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn