

GPR141 Rabbit pAb

货号: B10795

产品信息

反应	Mouse,Rat
宿主	Rabbit
克隆性	Polyclonal
预测反应	
应用	WB
推荐浓度	WB: 1:500 - 1:2000
理论分子量	35kDa
实测分子量	33kDa
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.01% thiomersal,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	Mouse lung,Rat lung
细胞定位	Cell membrane,Multi-pass membrane protein
纯化	Affinity purification

抗原信息


抗原信息	A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 50-150 of human GPR141 (NP_001316922.1).
序列	VTTMAVINLVVHVSFLLTVPFRLTYLIKKTWMFGLPFCKFVSAMLHIHMYLTFLFYVVLVTRYLIFFKCKDKVEFYRKLHAVAASAGMWTLVIVIVVPL

靶点信息

研究背景	GPR141 is a member of the rhodopsin family of G protein-coupled receptors (GPRs).
基因ID	353345
基因名	GPR141

Swiss	Q7Z602
别名	GPR141;PGR13

产品验证



实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn