

MEI1 Rabbit pAb

货号: B10800

产品信息

反应	Human,Mouse,Rat
宿主	Rabbit
克隆性	Polyclonal
预测反应	
应用	WB
推荐浓度	WB: 1:500 - 1:2000
理论分子量	25kDa/49kDa/53kDa/62kDa/67kDa/71kDa/141kDa
实测分子量	71kDa
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.01% thiomersal,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	Rat brain
细胞定位	
纯化	Affinity purification

抗原信息

抗原信息	Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1000-1170 of human MEI1 (NP_689726.3).
序列	KADSPRTALLCSAWLLTASFSAQQHKGSLQVHQTLSEMDQVLKALSFPKKKAALLSAAILCFLRTALRQSFSSALVALVPSGAQPLPATKDTVLAPLRMSQVRSVLIGLQNLLVQKDPLLSQACVGCLEALLDYLDARSPDIALHVASQPWNRFLFLTLLDAGENSFLRP

靶点信息

研究背景	Required for normal meiotic chromosome synapsis. May be involved in the formation of meiotic double-strand breaks (DSBs in spermatocytes (By similarity.
基因ID	150365

基因名	MEI1
Swiss	Q5TIA1
别名	MEI1;SPATA38

产品验证

实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn