

# EFCAB3 Rabbit pAb

货号: B10804

产品信息

|       |                                                                                                      |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 反应    | Mouse,Rat                                                                                            |
| 宿主    | Rabbit                                                                                               |
| 克隆性   | Polyclonal                                                                                           |
| 预测反应  |                                                                                                      |
| 应用    | WB                                                                                                   |
| 推荐浓度  | <b>WB:</b> 1:500 - 1:2000                                                                            |
| 理论分子量 | 50kDa/55kDa                                                                                          |
| 实测分子量 | 55kDa                                                                                                |
| 形式    | Liquid                                                                                               |
| 保存条件  | Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles.<br>Buffer: PBS with 0.01% thiomersal,50% glycerol,pH7.3. |
| 偶联物   | Unconjugated                                                                                         |
| 阳性对照  | Mouse testis,Rat brain                                                                               |
| 细胞定位  |                                                                                                      |
| 纯化    | Affinity purification                                                                                |

抗原信息


|      |                                                                                                                                                                                                |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 抗原信息 | Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 249-438 of human EFCA B3 (NP_775774.1).                                                                          |
| 序列   | VDGVVMGKPFKDMQKLEMLRIKEPLHFFEDYFFHKRDWKTQAANIKSMDPASGYSNNIFTIDQMLKKKQTCTVADATAIK QHVKRATDTYNLGIALEHRKEMNLNWQKIRGDLIGMDSRNEFYDTFSTYTSWNVCQELLSPKDLRLYDAYVNRNSSH NSRSSSSSDTSECYTDSGRKRKRKGLKGFQQ |

靶点信息

|      |                                                   |
|------|---------------------------------------------------|
| 研究背景 | Predicted to enable calcium ion binding activity. |
| 基因ID | 146779                                            |
| 基因名  | EFCAB3                                            |

|       |        |
|-------|--------|
| Swiss | Q8N7B9 |
| 别名    | EFCAB3 |

产品验证



实验步骤

访问官网浏览详情: [www.ablybio.cn](http://www.ablybio.cn)