

TMEM132D Rabbit pAb

货号: B10809

产品信息

反应	Human,Mouse,Rat
宿主	Rabbit
克隆性	Polyclonal
预测反应	
应用	WB
推荐浓度	WB: 1:500 - 1:2000
理论分子量	70kDa/122kDa
实测分子量	122kDa
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.01% thiomersal,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	U-251MG,Mouse brain,Mouse liver,Rat brain
细胞定位	Membrane,Single-pass type I membrane protein
纯化	Affinity purification

抗原信息


抗原信息	Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 730-915 of human TME M132D (NP_597705.2).
序列	DFSLMATSLDEKVVSIHQDPKFKWPIIAAETEGQGTLVKVEMVISESCQKSKRKSVLAVGTANIKVKFGQNDANPNTSDSR HTGAGVHMENNVSDRRPKKPSQEWGSQEGQYYGSSSMGLMEGRGTTTDRSILQKKKGQESLLDDNSHLQTIPSDLTSF PAQVDLPRSNGEMDGNQLMQASKGLSD

靶点信息

研究背景	May serve as a cell-surface marker for oligodendrocyte differentiation.
基因ID	121256
基因名	TMEM132D

Swiss	Q14C87
别名	TMEM132D;MOLT;PPP1R153

产品验证



实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn