

GPR151 Rabbit pAb

货号: B10810

产品信息

反应	Human,Mouse,Rat
宿主	Rabbit
克隆性	Polyclonal
预测反应	
应用	WB
推荐浓度	WB: 1:500 - 1:1000
理论分子量	46kDa
实测分子量	47KDa
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.01% thiomersal,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	Mouse brain
细胞定位	Cell membrane,Multi-pass membrane protein
纯化	Affinity purification

抗原信息


抗原信息	Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 310-419 of human GPR151 (NP_919227.2).
序列	SEEFREGLKGVWKWMITKKPPTVSESQETPAGNSEGLPDKVPSPESPASIPKEKEKPSSPSSGKGKTEKAEIPILPDVEQFWHERDTPSVQDNDPIPWEHEDQETGEGVK

靶点信息

研究背景	The protein encoded by this gene is similar to the galanin receptor subfamily of G protein-coupled receptors. The encoded protein is found predominantly in the central nervous system.
基因ID	134391
基因名	GPR151

Swiss	Q8TDV0
别名	GPR151;GALR4;GALRL;GPCR;GPCR-2037;PGR7

产品验证



实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn