

KBTBD3 Rabbit pAb

货号: B10814

产品信息

反应	Human,Mouse,Rat
宿主	Rabbit
克隆性	Polyclonal
预测反应	
应用	WB
推荐浓度	WB: 1:500 - 1:2000
理论分子量	69kDa
实测分子量	71kDa
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.01% thiomersal,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	U-87MG,293T,HeLa,Mouse testis,Mouse brain,Rat testis
细胞定位	
纯化	Affinity purification

抗原信息


抗原信息	Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 520-612 of human KBTB D3 (NP_689646.2).
序列	KVYSFCPDTCVWKGEGSFECAGFNAGAIGIEDKIYILGGDYAPDEITDEVQVYHSNRSEWEEVSPMPRALTEFYCQVIQFN KYRDPWFSNLCA

靶点信息

研究背景	KBTBD3 (Kelch Repeat And BTB Domain Containing 3) is a Protein Coding gene. Diseases associated with KBTBD3 include Schizotypal Personality Disorder. An important paralog of this gene is KLHL24.
基因ID	143879
基因名	KBTBD3

Swiss	Q8NAB2
别名	KBTBD3;BKLHD3

产品验证



实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn