

C11orf68 Rabbit pAb

货号: B10819

产品信息

反应	Human,Mouse,Rat
宿主	Rabbit
克隆性	Polyclonal
预测反应	
应用	WB
推荐浓度	WB: 1:500 - 1:2000
理论分子量	27kDa/31kDa
实测分子量	27kDa
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.01% thiomersal,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	Mouse pancreas
细胞定位	
纯化	Affinity purification

抗原信息


抗原信息	Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 42-292 of human C11orf68 (NP_113638.2).
序列	MEPGEELEEESPGGREDGFTAETHLAAEAMAADMDPWLVFDAARTTPATELDAWLAKYPPSQVTRYGDPGSPNSEPVGW IAVYGQGYSPNSGDVQGLQAWEALQTSGRPITPGTLRQLAITHHVLSGKWLMLAPGFKLDHAWAGIARAVVEGQLQV AKVSPRAKEGGRQVICVYTDDFTDRLGVLEADSIRAAGIKCLLTYKPDVYTYLGIYRANRWHLCPTLYESRFQLGGSARGS RVLDRANNVELT

靶点信息

研究背景	Enables RNA binding activity.
基因ID	83638
基因名	C11orf68

Swiss	Q9H3H3
别名	C11orf68;BLES03;P5326

产品验证



实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn