

TMC5 Rabbit pAb

货号: B10822

产品信息

反应	Mouse,Rat
宿主	Rabbit
克隆性	Polyclonal
预测反应	
应用	WB
推荐浓度	WB: 1:500 - 1:2000
理论分子量	75kDa/87kDa/108kDa/114kDa
实测分子量	114kDa
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.01% thiomersal,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	Mouse testis,Rat testis
细胞定位	Membrane,Multi-pass membrane protein
纯化	Affinity purification

抗原信息


抗原信息	Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 676-760 of human TMC 5 (NP_079056.2).
序列	YWQITEGRKIMIRLLHEQIINEGKDKMFLIEKLIKLDMEKKANPSSLVLERREVEQQGFLHLGEHDGSLDLRSRRSVQEGN PRA

靶点信息

研究背景	Probable ion channel.
基因ID	79838
基因名	TMC5

Swiss	Q6UXY8
别名	TMC5

产品验证



实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn