

CHPT1 Rabbit pAb

货号: B10825

产品信息

反应	Human
宿主	Rabbit
克隆性	Polyclonal
预测反应	
应用	WB
推荐浓度	WB: 1:500 - 1:2000
理论分子量	24kDa/45kDa
实测分子量	50kDa
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.01% thiomersal,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	DU145
细胞定位	Golgi apparatus membrane,Multi-pass membrane protein
纯化	Affinity purification

抗原信息

抗原信息	A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 1-100 of human CHPT1 (NP_064629.2).
序列	MAAGAGAGSAPRWLRALSEPLSAAQLRRLEEHRYSAGVSLLEPPLQLYWTWLLQWIPLWMAPNSITLLGLAVNVVTTTLVLISYCP TATEEAPYWTYLLC

靶点信息

研究背景	Catalyzes phosphatidylcholine biosynthesis from CDP-choline. It thereby plays a central role in the formation and maintenance of vesicular membranes.
基因ID	56994
基因名	CHPT1

Swiss	Q8WUD6
别名	CHPT1;CPT;CPT1

产品验证

实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn