

AS3MT Rabbit pAb

货号: B10826

产品信息

反应	Mouse
宿主	Rabbit
克隆性	Polyclonal
预测反应	
应用	WB
推荐浓度	WB: 1:500 - 1:2000
理论分子量	31kDa/41kDa
实测分子量	42kDa
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.01% thiomersal,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	Mouse spleen
细胞定位	Cytoplasm
纯化	Affinity purification

抗原信息


抗原信息	Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 216-375 of human AS3 MT (NP_065733.2).
序列	LAVLAQKIGFCPPRLVTANLITIQNKELERVIGDCRFVSATFRLFKHSGTGPTKRCQVIYNGGITGHEKELMFDANFTFKEGEI VEVDEETAAILKNSRFAQDFLIRPIGEKLPTSGGCSALELKDIIITDPFKLAEESDSMKSRCVPDAAGGCCGTTKSC

靶点信息

研究背景	AS3MT catalyzes the transfer of a methyl group from S-adenosyl-L-methionine (AdoMet) to trivalent arsenical and may play a role in arsenic metabolism.
基因ID	57412
基因名	AS3MT

Swiss	Q9HBK9
别名	AS3MT;CYT19

产品验证



实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn