

ZNF701 Rabbit pAb

货号: B10830

产品信息

反应	Human
宿主	Rabbit
克隆性	Polyclonal
预测反应	
应用	WB
推荐浓度	WB: 1:2000 - 1:10000
理论分子量	53kDa/60kDa
实测分子量	54KDa
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.01% thiomersal,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	K-562,MCF7,Raji
细胞定位	Nucleus
纯化	Affinity purification

抗原信息


抗原信息	A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 100-200 of human ZNF701 (NP_060730.2).
序列	QWQENETNGHEALMTKTKKLSSTERHDQRHAGNKPIKNELGSSFHSHLPEVHIFHPEGKIGNQVEKAINDAFSVSASQRISCRPKTRISNKYRNNFLQSS

靶点信息

研究背景	May be involved in transcriptional regulation.
基因ID	55762
基因名	ZNF701

Swiss	Q9NV72
别名	ZNF701

产品验证



实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn