

ARL15 Rabbit pAb

货号: **B10835**

产品信息

反应	Mouse
宿主	Rabbit
克隆性	Polyclonal
预测反应	
应用	WB
推荐浓度	WB: 1:500 - 1:2000
理论分子量	22kDa
实测分子量	23kDa
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.01% thiomersal,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	Mouse pancreas
细胞定位	extracellular exosome
纯化	Affinity purification

抗原信息

抗原信息	Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-204 of human ARL15 (NP_061960.1).
序列	MSDLRITEAFLYMDYLCFRALCCKGPPPARPEYDLVCIGLTGSGKTSLLSKLCSESPDNVVSTTGFSIKAVPFQNAILNVKELGGADNIRKYWSRYYQGSQGVIFVLDASSEDDLEAARNELHSALQHPQLCTLPFLILANHQDKPAARSVQEIKKYFELEPLARGKRWILQPCLDDMDALKDSFSQILINLLEEKDHEAVRM

靶点信息

研究背景	Predicted to enable GTP binding activity and GTPase activity. Located in extracellular exosome.
基因ID	54622
基因名	ARL15

Swiss	Q9NXU5
别名	ARL15;ARFRP2

产品验证

实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn