

PDZRN4 Rabbit pAb

货号: B10837

产品信息

反应	Human,Mouse,Rat
宿主	Rabbit
克隆性	Polyclonal
预测反应	
应用	WB
推荐浓度	WB: 1:500 - 1:2000
理论分子量	88kDa/89kDa/117kDa
实测分子量	117kDa
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.01% thiomersal,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	A375,A-549,HT-29,U-87MG,Mouse brain,Mouse lung,Rat brain,Rat lung
细胞定位	
纯化	Affinity purification

抗原信息


抗原信息	Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 220-450 of human PDZ RN4 (NP_037509.3).
序列	RIVLLVARPEIQLDEGWLEDERNEFLEELNLEMLEEEHNEAMQPTANEVEQPKKQEEEEGTTDTATSSSNHEKDSGVGRT DESLRNDESSESEQENAAEDPNSTSLKSKRDLGQSQDTLGSVELQYNESLVSGEYIDSDCIGNPDED CERFRQLLELKCKIRN HGEYDLYSSSTIECNQGEQEGVEHELQLLNEELRNIELECQIMQAHRLQKVTDQYGDIWTLHDGGFR

靶点信息

研究背景	Predicted to enable metal ion binding activity.
基因ID	29951
基因名	PDZRN4

Swiss	Q6ZMN7
别名	PDZRN4;LNX4;SAMCAP3L

产品验证



实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn