

TMEM176B Rabbit pAb

货号: B10839

产品信息

反应	Human,Mouse
宿主	Rabbit
克隆性	Polyclonal
预测反应	
应用	WB
推荐浓度	WB: 1:500 - 1:2000
理论分子量	25kDa/29kDa
实测分子量	29kDa
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.01% thiomersal,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	U-87MG,Mouse lung,Mouse liver
细胞定位	Multi-pass membrane protein,Nucleus membrane
纯化	Affinity purification

抗原信息


抗原信息	Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 148-208 of human TME M176B (NP_054739.3).
序列	NSFIWQTEPFLYIDTVCDRSDPVFPTTGYRWMRRSQENQWQKEECRAYMQMLRKLFTAIRA

靶点信息

研究背景	
基因ID	28959
基因名	TMEM176B
Swiss	Q3YBM2

别名	TMEM176B;LR8;MS4B2
----	--------------------

产品验证



实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn