

ZNF777 Rabbit pAb

货号: B10842

产品信息

反应	Human,Mouse
宿主	Rabbit
克隆性	Polyclonal
预测反应	
应用	WB
推荐浓度	WB: 1:500 - 1:2000
理论分子量	85kDa/93kDa
实测分子量	85kDa
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.01% thiomersal,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	A-431,HT-29,A-549,BxPC-3,Mouse brain
细胞定位	Nucleus
纯化	Affinity purification

抗原信息


抗原信息	Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 532-831 of human ZNF777 (NP_056509.2).
序列	ASSQQQRNRRGERPFTCMCEGKSFRLKINLIIHQRNHIKEGPYCAECEISFRHKQQLTLHQRIHRVRGGCVSPERGPTFNP KHALKPRPKSPSSGSGGGGPKPYKCPECDSSFSHKSSLTKHQITHTGERPYTCPECKKSFRLHISLVIHQRVHAGKHEVSFI CSLCGKSFSRPSHLLRHQRTHTGERPFKCPCEKSFSEKSKLTNHCRVHSRERPHACPECGKSFIRKHHLLEHRRRIHTGERP YHCAECGRFTQKHHLLEHQRAHTGERPYPCTHCAKCFRYKQSLKYHLRTHTGE

靶点信息

研究背景	May be involved in transcriptional regulation.
基因ID	27153
基因名	ZNF777

Swiss	Q9ULD5
别名	ZNF777

产品验证



实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn