

ZNF70 Rabbit pAb

货号: **B10863**

产品信息

反应	Human,Mouse,Rat
宿主	Rabbit
克隆性	Polyclonal
预测反应	
应用	WB
推荐浓度	WB: 1:500 - 1:2000
理论分子量	50kDa
实测分子量	51kDa
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.01% thiomersal,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	Jurkat,Mouse eye,Rat eye
细胞定位	Nucleus
纯化	Affinity purification

抗原信息


抗原信息	Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-140 of human ZNF70 (NP_068735.1).
序列	MEVPPATKFGETFAFENRLESQQGLFPGEDLGDPFLQERGLEQMAVIYKEIPLGEQDEENDDYEGNFSLCSSPVQHQSIPP GTRPQDDELFGQTFLQKSDLSMCQIIHSEEPSPCDCAETDRGDSGPNAPHRTPQPAKPY

靶点信息

研究背景	May be involved in transcriptional regulation.
基因ID	7621
基因名	ZNF70

Swiss	Q9UC06
别名	ZNF70;Cos17

产品验证



实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn