

# HNF4G Rabbit pAb

货号: B10876

产品信息

|       |                                                                                                      |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 反应    | Human,Mouse,Rat                                                                                      |
| 宿主    | Rabbit                                                                                               |
| 克隆性   | Polyclonal                                                                                           |
| 预测反应  |                                                                                                      |
| 应用    | WB IF/ICC                                                                                            |
| 推荐浓度  | <b>WB:</b> 1:1000 - 1:5000<br><b>IF/ICC:</b> 1:50 - 1:100                                            |
| 理论分子量 | 45kDa/50kDa                                                                                          |
| 实测分子量 | 46KDa/50KDa                                                                                          |
| 形式    | Liquid                                                                                               |
| 保存条件  | Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles.<br>Buffer: PBS with 0.01% thiomersal,50% glycerol,pH7.3. |
| 偶联物   | Unconjugated                                                                                         |
| 阳性对照  | Mouse large intestine,Rat liver                                                                      |
| 细胞定位  | Nucleus                                                                                              |
| 纯化    | Affinity purification                                                                                |

抗原信息


|      |                                                                                                                      |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 抗原信息 | Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 366-445 of human HNF4 G (NP_004124.4). |
| 序列   | ASNDGSHLHHPMHPHLSQDPLTGQTILLGPMSTLVHADQISTPETPLPSPQGSGQEYKIAANQASVISHQHLSKQKQL                                       |

靶点信息

|      |                                                                                       |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 研究背景 | Transcription factor. Has a lower transcription activation potential than HNF4-alpha. |
| 基因ID | 3174                                                                                  |
| 基因名  | HNF4G                                                                                 |

|       |                   |
|-------|-------------------|
| Swiss | Q14541            |
| 别名    | HNF4G;NR2A2;NR2A3 |

产品验证



实验步骤

访问官网浏览详情: [www.ablybio.cn](http://www.ablybio.cn)