

TRHR Rabbit pAb

货号: B10889

产品信息

反应	Human
宿主	Rabbit
克隆性	Polyclonal
预测反应	
应用	WB
推荐浓度	WB: 1:500 - 1:2000
理论分子量	45kDa
实测分子量	55kDa
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.01% thiomersal,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	U-87MG
细胞定位	Cell membrane,Multi-pass membrane protein
纯化	Affinity purification

抗原信息


抗原信息	Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 320-398 of human TRHR (NP_003292.1).
序列	YNLMSQKFRAAFRKLNCNCKQKPTEKPANYSVALNYSVIKESDHFSTELDDITVTDTYLSATKVSFDDTCLASEVSFSQS

靶点信息

研究背景	This gene encodes a G protein-coupled receptor for thyrotropin-releasing hormone (TRH). Upon binding to TRH, this receptor activates the inositol phospholipid-calcium-protein kinase C transduction pathway. Mutations in this gene have been associated with generalized thyrotropin-releasing hormone resistance.
基因ID	7201
基因名	TRHR

Swiss	P34981
别名	TRHR;TRH-R

产品验证



实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn