

GPR173 Rabbit pAb

货号: B10890

产品信息

反应	Human,Mouse
宿主	Rabbit
克隆性	Polyclonal
预测反应	
应用	WB
推荐浓度	WB: 1:500 - 1:2000
理论分子量	41kDa
实测分子量	53kDa
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.01% thiomersal,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	HT-29,U-251MG,SKOV3,A-549,Mouse small intestine,Mouse testis
细胞定位	Cell membrane,Multi-pass membrane protein
纯化	Affinity purification

抗原信息


抗原信息	Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 160-230 of human GPR173 (NP_061842.1).
序列	FDVGTYKFIREEDQCIFEHRYFKANDTLGFMLMLAVLMAATHAVYGKLLLFEYRHRKMKPVQMVP AISQNW

靶点信息

研究背景	This gene encodes a member of the G-protein coupled receptor 1 family. This protein contains 7 transmembrane domains and conserved cysteine residues.
基因ID	54328
基因名	GPR173

Swiss	Q9NS66
别名	GPR173;SREB3

产品验证



实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn