

KLHL9 Rabbit pAb

货号: B10915

产品信息

反应	Human,Mouse,Rat
宿主	Rabbit
克隆性	Polyclonal
预测反应	
应用	WB IHC
推荐浓度	WB: 1:500 - 1:2000 IHC: 1:50 - 1:200
理论分子量	69kDa
实测分子量	75kDa
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	SH-SY5Y,A-549,HT-1080,MCF-7,22Rv1,Mouse kidney,Mouse lung,Rat kidney
细胞定位	cytosol
纯化	Affinity purification

抗原信息


抗原信息	Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-100 of human KLHL9 (NP_061335.1).
序列	MKVS LGNGEMGVSAHLQPCKAGTTRFFTSNTHSSVVLQGFDQLRIEGLLCDVTLVPGDGDEIFPVHRAMMASASYFKA MFTGGMKEQDLMCIKLHGVNK

靶点信息

研究背景	
基因ID	55958
基因名	KLHL9

Swiss	Q9P2J3
别名	KLHL9

产品验证



实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn