

FUNDC1 Rabbit pAb

货号: B11398

产品信息

反应	Human,Mouse
宿主	Rabbit
克隆性	Polyclonal
预测反应	WB: Homo sapiens , Rattus norvegicus , Mus musculus
应用	WB
推荐浓度	WB: 1:500 - 1:1000
理论分子量	17kDa
实测分子量	17KDa
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.01% thiomersal,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	Jurkat,Mouse brain
细胞定位	mitochondrial outer membrane
纯化	Affinity purification

抗原信息


抗原信息	A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 50-150 of human FUNDC1 (NP_776155.1).
序列	VATQIVMGGVTGWCAGFLFQKVGKLAATAVGGGFLLLQIASHSGYVQIDWKRVEKDVNKAKRQIKKRANKAAPEINNLT EATEFIKQNISSGFVGGFL

靶点信息

研究背景	This gene encodes a protein with a FUN14 superfamily domain. The function of the encoded protein is not known.
基因ID	139341
基因名	FUNDC1

Swiss	Q8IVP5
别名	FUNDC1

产品验证



实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn