

# GLI1 Rabbit pAb

货号: B11512

## 产品信息

|       |                                                                                                        |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 反应    | Human,Mouse,Rat                                                                                        |
| 宿主    | Rabbit                                                                                                 |
| 克隆性   | Polyclonal                                                                                             |
| 预测反应  | <b>WB:</b> Mouse liver , Rattus norvegicus , Homo sapiens , Mus musculus                               |
| 应用    | <a href="#">WB</a>                                                                                     |
| 推荐浓度  | <b>WB:</b> 1:500 - 1:2000                                                                              |
| 理论分子量 | 104kDa/113kDa/117kDa                                                                                   |
| 实测分子量 | 160KDa                                                                                                 |
| 形式    | Liquid                                                                                                 |
| 保存条件  | Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles.<br>Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3. |
| 偶联物   | Unconjugated                                                                                           |
| 阳性对照  | Mouse testis                                                                                           |
| 细胞定位  | Cytoplasm,Nucleus,Nucleus                                                                              |
| 纯化    | Affinity purification                                                                                  |

## 抗原信息


|      |                                   |
|------|-----------------------------------|
| 抗原信息 | Recombinant protein of human GLI1 |
| 序列   |                                   |

## 靶点信息

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 研究背景 | This gene encodes a member of the Kruppel family of zinc finger proteins. The encoded transcription factor is activated by the sonic hedgehog signal transduction cascade and regulates stem cell proliferation. The activity and nuclear localization of this protein is negatively regulated by p53 in an inhibitory loop. Multiple transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene. |
| 基因ID | 2735                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 基因名  | GLI1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

|       |          |
|-------|----------|
| Swiss | P08151   |
| 别名    | GLI1;GLI |

产品验证



实验步骤

访问官网浏览详情: [www.ablybio.cn](http://www.ablybio.cn)