

TOM70 Rabbit pAb

货号: B11548

产品信息

反应	Human,Mouse,Rat
宿主	Rabbit
克隆性	Polyclonal
预测反应	WB: Danio rerio , Mus musculus , Homo sapiens
应用	WB IF/ICC
推荐浓度	WB: 1:100 - 1:500 IF/ICC: 1:50 - 1:200
理论分子量	67kDa
实测分子量	75KDa
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.05% proclin300,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	293T,SH-SY5Y,Mouse brain,Rat liver,Rat brain
细胞定位	Mitochondrion outer membrane,Single-pass membrane protein
纯化	Affinity purification

抗原信息


抗原信息	Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 245-608 of human TOM 70 (NP_055635.3).
序列	KNREPLMPSPQFIKSYFSSFTDDIISQPMLKGEKSDEDKDKEGEALEVKENSGYLKAKQYMEEENYDKIISECSKEIDAEGK YMAEALLLRATFYLLIGNANAAKPDLDKVISLKEANVKLRANALIKRGS MYMQQQPLLSTQDFNMAADIDPQNADVHH RGQLKILLDQVEEAVADFDECIRLRPESALAQAKCFALYRQAYTGNNSSQIQ AAMKGFEEVIKKFPRCAEGYALYAQALTD QQQFGKADEMYDKCIDLEPDNATTYVHKGLQLQWKQDLDRGLELISKAIEIDNKCDFAYETMG TIEVQRGNMEKAIDMF NKAINLAKSEMEMAHL YSLCDAHAHQTEVAKKYGLKPPTL

靶点信息

研究背景	This gene encodes an import receptor of the outer mitochondrial membrane that is part of the translocas e of the outer membrane complex. This protein is involved in the import of mitochondrial precursor protei ns.
------	---

基因ID	9868
基因名	TOMM70
Swiss	O94826
别名	TOMM70;TOMM70A;Tom70;TOM70

产品验证



实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn