

# METTL7B Rabbit pAb

货号: B11684

产品信息

|       |                                                                                                      |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 反应    | Human,Mouse,Rat                                                                                      |
| 宿主    | Rabbit                                                                                               |
| 克隆性   | Polyclonal                                                                                           |
| 预测反应  | <b>WB:</b> Homo sapiens<br><b>IHC:</b> Homo sapiens                                                  |
| 应用    | WB IF/ICC                                                                                            |
| 推荐浓度  | <b>WB:</b> 1:500 - 1:1000<br><b>IF/ICC:</b> 1:50 - 1:200                                             |
| 理论分子量 | 27kDa                                                                                                |
| 实测分子量 | 28KDa                                                                                                |
| 形式    | Liquid                                                                                               |
| 保存条件  | Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles.<br>Buffer: PBS with 0.05% proclin300,50% glycerol,pH7.3. |
| 偶联物   | Unconjugated                                                                                         |
| 阳性对照  | HT-29,Mouse liver,Rat liver                                                                          |
| 细胞定位  | lipid droplet                                                                                        |
| 纯化    | Affinity purification                                                                                |

抗原信息


|      |                                                                                                                       |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 抗原信息 | Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 165-244 of human METTL7B (NP_689850.2). |
| 序列   | RPGGVLFWEHVAEPYGSWAFMWQVFEPTWKHIGDGCCLTRETWKDLENAQFSEIQMERQPPPLKWLPVGPHIMGKAVK                                        |

靶点信息

|      |                                                                                                                                                                                                                                         |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 研究背景 | Thiol S-methyltransferase that catalyzes the transfer of a methyl group from S-adenosyl-L-methionine to hydrogen sulfide and other thiol compounds including dithiothreitol, 7alpha-thiospironolactone, L-penicillamine, and captopril. |
| 基因ID | 196410                                                                                                                                                                                                                                  |

|       |              |
|-------|--------------|
| 基因名   | METTL7B      |
| Swiss | Q6UX53       |
| 别名    | METTL7B;ALDI |

产品验证



实验步骤

访问官网浏览详情: [www.ablybio.cn](http://www.ablybio.cn)