

Pea3 / ETV4 Rabbit pAb

货号: B11689

产品信息

反应	Human,Mouse,Rat
宿主	Rabbit
克隆性	Polyclonal
预测反应	IHC: Homo sapiens WB: Mus musculus , Homo sapiens
应用	WB IHC IF/ICC
推荐浓度	WB: 1:500 - 1:1000 IHC: 1:50 - 1:200 IF/ICC: 1:50 - 1:200
理论分子量	23kDa/49kDa/53kDa
实测分子量	54KDa
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.05% proclin300,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	HeLa,SW480,Mouse stomach,Mouse heart,Rat heart
细胞定位	Nucleus
纯化	Affinity purification

抗原信息


抗原信息	A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 385-484 of human ETV4 (NP_001977.1).
序列	KNRPAMNYDKLSRSLRYYYEKGIMQKVAGERYVYKFVCEPEALFSLAFPDNQRPALKAEFDRPVSEEDTVPLSHLDESPAY LPELAGPAQPFPGPKGGYSY

靶点信息

研究背景	Transcriptional activator. May play a role in keratinocyte differentiation.
基因ID	2118

基因名	ETV4
Swiss	P43268
别名	ETV4;E1A-F;E1AF;PEA3;PEAS3;ETS variant 4;Pea3/ETV4

产品验证



实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn