

Phospho-HSL-S660 Rabbit pAb

货号: B11763

产品信息

反应	Human,Mouse
宿主	Rabbit
克隆性	Polyclonal
预测反应	WB: Mus musculus
应用	WB
推荐浓度	WB: 1:500 - 1:1000
理论分子量	84kDa/116kDa
实测分子量	81kDa
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.05% proclin300,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	3T3-L1
细胞定位	Cell membrane,Cytoplasm,Membrane,caveola,cytosol
纯化	Affinity purification

抗原信息


抗原信息	A synthetic phosphorylated peptide around S660 of human LIPE (NP_005348.2).
序列	QTSRS

靶点信息

研究背景	The protein encoded by this gene has a long and a short form, generated by use of alternative translation al start codons. The long form is expressed in steroidogenic tissues such as testis, where it converts cholesterol esters to free cholesterol for steroid hormone production. The short form is expressed in adipose tissue, among others, where it hydrolyzes stored triglycerides to free fatty acids.
基因ID	3991
基因名	LIPE

Swiss	Q05469
别名	LIPE;AOMS4;FPLD6;HSL;LHS

产品验证



实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn