

IRS1 Rabbit pAb

货号: B11769

产品信息

反应	Human,Mouse,Rat
宿主	Rabbit
克隆性	Polyclonal
预测反应	WB: Mus musculus IF: Mus musculus
应用	WB IHC IF/ICC
推荐浓度	WB: 1:500 - 1:1000 IHC: 1:50 - 1:200 IF/ICC: 1:50 - 1:100
理论分子量	131kDa/180kDa
实测分子量	180KDa
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.05% proclin300,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	293T,Mouse liver,Rat liver
细胞定位	caveola,cytoplasm,cytosol,nucleoplasm,nucleus,plasma membrane
纯化	Affinity purification

抗原信息


抗原信息	Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1043-1242 of human IRS1 (P35568).
序列	SPTGPPQGAAELAAHSSLLGGPQGPGGMSAFTRVNLSPNRNQSAKVIRADPPQGCRRRHSSSETFSSTPSATRVGNTVPFGA GAAVGGGGGSSSSSEDEVKRHSSASFENVWLRPGELGGAPKEPAKLCGAAGGLENLNYIDLVLKDFKQCPQECTPEP QPPPPPPPHQPLGSGESSSTRRSSEDL SAYASISFQKQPEDRQ

靶点信息

研究背景	This gene encodes a protein which is phosphorylated by insulin receptor tyrosine kinase. Mutations in this gene are associated with type II diabetes and susceptibility to insulin resistance.
------	--

基因ID	3667
基因名	IRS1
Swiss	P35568
别名	HIRS-1;IRS1

产品验证



实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn