

Vgll4 Rabbit pAb

货号: B11786

产品信息

反应	Human,Mouse,Rat
宿主	Rabbit
克隆性	Polyclonal
预测反应	Co-IP: Homo sapiens,Mus musculus WB: Homo sapiens,Mus musculus IP: Mus musculus IHC: Mus musculus
应用	WB IHC
推荐浓度	WB: 1:500 - 1:2000 IHC: 1:50 - 1:200
理论分子量	31kDa
实测分子量	31KDa
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.01% thiomersal,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	OVCAR3
细胞定位	Nucleus
纯化	Affinity purification

抗原信息


抗原信息	Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-287 of mouse Vgll4 (N P_808351.1).
序列	MLFMKMDLLNYQYLDKMNNNIGVLCYEGEASLRGEPRMQTLPVASALSSHRTGPPPIPSKRKFSMEPGDKDLCENDH VSKMSRIFSPHLNKTVNGDCRRDPRERSRSPIERAAAPAVSLHGHHLYASLPSLMEQPLALTKNSSDTGRSAVERQQNRP SVITCASAGARNCNLSHCPIAHSGCSAPGSASYRRPPSATATCDPVVEEHFRRSLGKNYKEPEPAPNSVSITGSVDDHFAK ALGDTWLQIKAAKDSASSSPESASRRGQPASPTAHMVSHSHSPSVVS

靶点信息

研究背景	May act as a specific coactivator for the mammalian TEFs.
------	---

基因ID	232334
基因名	
Swiss	Q80V24
别名	VGL-4;BC048841;VGLL4

产品验证



实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn