

HMGCS1 Rabbit pAb

货号: B11851

产品信息

反应	Human,Mouse,Rat
宿主	Rabbit
克隆性	Polyclonal
预测反应	WB: Homo sapiens WB, IF: Sus scrofa
应用	WB IF/ICC
推荐浓度	WB: 1:1000 - 1:2000 IF/ICC: 1:50 - 1:200
理论分子量	57kDa
实测分子量	57kDa
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.01% thiomersal,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	NCI-H460,HeLa,Jurkat,Mouse kidney,Mouse liver,Rat liver,Rat spinal cord
细胞定位	Cytoplasm
纯化	Affinity purification

抗原信息


抗原信息	Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 241-520 of human HMG CS1 (NP_002121.4).
序列	HAQWQKEGNDKDFTLNDFGFMIFHSPYCKLVQKSLARMLLNDFLNDQNRDKNSIYSGLEAFGDVKLEDTYFDRDVEKAF MKASSELFQKTKASLLVSNQNGNMYTSSVYGSLASVLAQYSPQQLAGKRIGVFSYGSGLAATLYSLKVTQDATPGSALD KITASLCDLKSRLDSRTGVAPDVFAENMKLREDTHHLVNYIPQGSIDSLFEGTWYLVVRVDEKHRRTYARRPTPNDDTLDEG VGLVHSNIATEHIPSPAKKVPRLPATAAEPEAAVISNGEH

靶点信息

研究背景	Catalyzes the condensation of acetyl-CoA with acetoacetyl-CoA to form HMG-CoA, which is converted by HMG-CoA reductase (HMGCR into mevalonate, a precursor for cholesterol synthesis.
------	---

基因ID	3157
基因名	HMGCS1
Swiss	Q01581
别名	HMGCS1;HMGCS

产品验证



实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn