

PLGF Rabbit pAb

货号: B11985

产品信息

反应	Human,Mouse,Rat
宿主	Rabbit
克隆性	Polyclonal
预测反应	WB: Rattus norvegicus , Homo sapiens
应用	WB
推荐浓度	WB: 1:500 - 1:2000
理论分子量	16kDa/19kDa/24kDa/27kDa
实测分子量	25kDa/50kDa
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.01% thiomersal,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	293T,Mouse brain,Mouse liver,HT-29,MCF7,Rat brain
细胞定位	Secreted
纯化	Affinity purification

抗原信息


抗原信息	Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 19-170 of human PLGF (NP_002623.2).
序列	LPAVPPQQWALSAGNGSSEVEVVPFQEVWGRSYCRALERLVDVVSEYPSEVEHMFSPSCVSLLRCTGCCGDENLHCVPV ETANVTMQLLKIRSGDRPSYVELTFSQHVRCECRPLREKMKPERRRPKGRGKRRREKQRPTDCHLCGDAVPRR

靶点信息

研究背景	This gene encodes a growth factor found in placenta which is homologous to vascular endothelial growth factor. Alternatively spliced transcripts encoding different isoforms have been found for this gene.
基因ID	5228
基因名	PGF

Swiss	P49763
别名	PGF;D12S1900;PGFL;PIGF;PLGF;PIGF-2;SHGC-10760

产品验证



实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn