

SERPINB2 Rabbit pAb

货号: B11998

产品信息

反应	Human
宿主	Rabbit
克隆性	Polyclonal
预测反应	WB: Homo sapiens , Rattus norvegicus
应用	WB
推荐浓度	WB: 1:200 - 1:2000
理论分子量	46kDa
实测分子量	47kDa
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.01% thiomersal,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	U-251MG,Jurkat,LO2
细胞定位	Cytoplasm,Secreted,extracellular space
纯化	Affinity purification

抗原信息


抗原信息	Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-415 of human SERPIN B2 (NP_002566.1).
序列	MEDLCVANTLFA N LFLKHLAKASPTQNLFLSPWSISSTMAMVYMGSRGSTEDQMAKVLQFNEVGANAVTPMTPENFTSCGFMQQIQKGSYPDAILQAQAADKIHSSFRSLSSAINASTGNYLLESVNKLFGKKSASFREYIRLCQKYSSPEQAVDFLECAEEARKKINSWVKQTGKGIPNLLPEGSVDGDMVLVNAVYFKGKWKTPFEKKLNGLYPFRVNSAQRTPVQMMYLREKLNIGYIEDLKAQILELPYAGDVSMFLLLPDEIADVSTGLELLESEITYDKLNKWTSDKMAEDEVEVYIPQFKLEEHYELRSILRSMGMEDAFNKGRANFSGMSERNDLFLSEVFHQAMVDVNEEGTEAAAGTGGVMTGRTGHGGPQFVADHPFLFLIMHKITNCILFFGRFSSP

靶点信息

研究背景	Inhibits urokinase-type plasminogen activator. The monocyte derived PAI-2 is distinct from the endothelial cell-derived PAI-1.
------	--

基因ID	5055
基因名	SERPINB2
Swiss	P05120
别名	SERPINB2;HsT1201;PAI;PAI-2;PAI2;PLANH2

产品验证



实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn