

# MZF1 Rabbit pAb

货号: B12235

## 产品信息

|       |                                                                                                      |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 反应    | Human,Mouse,Rat                                                                                      |
| 宿主    | Rabbit                                                                                               |
| 克隆性   | Polyclonal                                                                                           |
| 预测反应  | <b>WB:</b> Mus musculus , Rattus norvegicus<br><b>IHC:</b> Rattus norvegicus                         |
| 应用    | <a href="#">WB</a>                                                                                   |
| 推荐浓度  | <b>WB:</b> 1:500 - 1:2000                                                                            |
| 理论分子量 | 31kDa/54kDa/82kDa                                                                                    |
| 实测分子量 | 110kDa                                                                                               |
| 形式    | Liquid                                                                                               |
| 保存条件  | Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles.<br>Buffer: PBS with 0.01% thiomersal,50% glycerol,pH7.3. |
| 偶联物   | Unconjugated                                                                                         |
| 阳性对照  | HeLa,A-431,U-251MG,293T,SGC-7901,Mouse brain,Mouse lung,Rat brain                                    |
| 细胞定位  | Nucleus                                                                                              |
| 纯化    | Affinity purification                                                                                |

## 抗原信息


|      |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 抗原信息 | Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 100-350 of human MZF 1 (NP_003413.2).                                                                                                                                             |
| 序列   | IQARVQGQRPGSPPEEAAALVDGLRREPGGPRRWVTVQVQGQEVLSEKMEPSSFQPLPETEPPTPEPGPKTPPRTMQESPLGLQVKEESEVTEDSDFLESGPLAATQESVPTLLPEEAQRCGTVLQDQIFPHSKTGPEGPSWREHPRALWHEEAGGIFSPGFA LQLGSISAGPGSVSPHLHVPWDLGMAGLSGQIQSPSREGGFAHALLLPSDLRSEQDPTDEDPCRGVGPALITTRWRSRPRGRSRGRPSTGG |

## 靶点信息

|      |                                                                                                                                                                                                                  |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 研究背景 | Binds to target promoter DNA and functions as transcription regulator. Regulates transcription from the P ADI1 and CDH2 promoter. May be one regulator of transcriptional events during hemopoietic development. |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|       |                                     |
|-------|-------------------------------------|
| 基因ID  | 7593                                |
| 基因名   | MZF1                                |
| Swiss | P28698                              |
| 别名    | MZF1;MZF-1;MZF1B;ZFP98;ZNF42;ZSCAN6 |

产品验证



实验步骤

访问官网浏览详情: [www.ablybio.cn](http://www.ablybio.cn)