

FSTL1 Rabbit pAb

货号: B12236

产品信息

反应	Human,Mouse,Rat
宿主	Rabbit
克隆性	Polyclonal
预测反应	WB IHC: Homo sapiens WB: Homo sapiens
应用	WB IF/ICC
推荐浓度	WB: 1:500 - 1:1000 IF/ICC: 1:50 - 1:200
理论分子量	31kDa/34kDa
实测分子量	45kDa
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.01% thiomersal,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	OVCAR3,Mouse brain,Rat heart
细胞定位	Secreted
纯化	Affinity purification

抗原信息


抗原信息	Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-308 of human FSTL1 (NP_009016.1).
序列	MWKRWLALALVAVAVWVRAEEELRSKSKICANVFCGAGRECAVTEKGEPTCLCIEQCKPHKRPVCGSNGKTYLNHCELH RDACLTGSKIQVDYDGHCKEKKSVSPSASPVVCYQSNRDELRRRIIQWLEAEIIPDGWFSKGSNYSEILDKYFKNFDNGDS RLDSSEFLKFVEQNETAINITYPDQENNKLLRGLCVDALIELSDENADWKLSFQEFLKCLNPSFNPPEKKCALEDETYADG AETEVD CNRCVCACGNWVCTAMTCDGKNQKGAQTQTTEEEMTRYVQELQKHQETAETKRVSTKEI

靶点信息

研究背景	This gene encodes a protein with similarity to follistatin, an activin-binding protein. It contains an FS mod ule, a follistatin-like sequence containing 10 conserved cysteine residues. This gene product is thought to be an autoantigen associated with rheumatoid arthritis.
------	---

基因ID	11167
基因名	FSTL1
Swiss	Q12841
别名	FSTL1;FRP;FSL1;MIR198;OCC-1;OCC1;tsc36

产品验证



实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn