

EV71 3D Rabbit pAb

货号: B12275

产品信息

反应	
宿主	Rabbit
克隆性	Polyclonal
预测反应	WB: Homo sapiens , Sus scrofa
应用	WB
推荐浓度	WB: 1:500 - 1:1000
理论分子量	
实测分子量	51KDa
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	HeLa
细胞定位	
纯化	Affinity purification

抗原信息


抗原信息	Recombinant protein of Enterovirus EV71 3D
序列	

靶点信息

研究背景	Hand, foot and mouth disease is caused by different viruses from the enterovirus family, mainly coxsacki evirus A16 and enterovirus 71 (EV71) from the human enterovirus A family. Severe disease and neurologi cal complications are associated more often with EV71 infection, and can lead occasionally to fatal brain stem encephalitis in young children.
基因ID	
基因名	

Swiss	
别名	

产品验证



实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn